



一次性使用热活检钳

Disposable Hot Biopsy
Forceps

适用科室:消化科




反复开合 同步**旋转**

适用于息肉切除 ✓

适用于面积较大或粗血管闭合 ✓


适用于小血管闭合 ✓



A 款



B 款




C 款

锐意进取 敬天爱人

一次性使用热活检钳 Disposable Hot Biopsy Forceps

产品用途 在内窥镜手术中用于对人体组织进行常规切割和凝血



产品特点

外表涂有超滑绝缘材料,可顺畅插入钳道,起绝缘保护作用
 内部柔性连接设计,可以通过弯曲的内窥镜畅插
 钳口咬合稳固,不易滑脱
 产品切割性能好

一次性使用热活检钳							
序号	型号规格	产品直径	有效工作长度(L)	开口角度	开口长度	适用钳道	适用手术
1	HFB-23-500	Φ 2.3mm	500mm	≥90°	6.5mm	≥2.8mm	胃镜
2	HFB-23-1200		1200mm		6.5mm	≥2.8mm	胃镜
3	HFB-23-1600		1600mm		6.5mm	≥2.8mm	胃镜
4	HFB-23-1800		1800mm		6.5mm	≥2.8mm	胃镜
5	HFB-23-2000		2000mm		6.5mm	≥2.8mm	肠镜
6	HFB-23-2300		2300mm		6.5mm	≥2.8mm	肠镜
7	HFB-18-500	Φ 1.8mm	500mm	≥90°	5mm	≥2.0mm	胃镜
8	HFB-18-1200		1200mm		5mm	≥2.0mm	胃镜
9	HFB-18-1600		1600mm		5mm	≥2.0mm	胃镜
10	HFB-18-1800		1800mm		5mm	≥2.0mm	胃镜
11	HFB-18-2000		2000mm		5mm	≥2.0mm	肠镜
12	HFB-18-2300		2300mm		5mm	≥2.0mm	肠镜

蓝色为常规选用型号



地址: 江苏常州湖塘科技产业园B3幢
 电话: (0519) 8366 8168 8356 8168
 136 0650 9326 180 0150 5866
 传真: (0519) 8376 8168 邮编: 213161
 邮箱: gm@realsky-medical.com
 网址: http://www.realsky-medical.com

Address: B3 Building, Science and Technology Industrial Park
 Hutagn Changzhou, Jiangsu
 Telephone: (0519) 8366 8168 8356 8168 136 0650 9326 180 0150 5866
 Fax: (0519) 8376 8168 Zip code: 213161
 E-Mail: gm@realsky-medical.com
 Web: http://www.realsky-medical.com